# 岛津应用新闻

## ● 高效液相色谱仪

HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

No.L336B

## 食品中残留农药分析中的GPC提纯法(之2)

根据20035年5月的食品卫生法部分修改,于2006年5月29日开始,实施了与农残相关的肯定列表制。作为这些农药类物质的试验法,颁布了「关于食品中残留农药、饲料添加剂及兽药成分的试验法(部分修改)」(2005年11月29日厚生劳动省食安发第1129002号),在第2章同时试验法的「使用GC/MS的农药等同时试验法(畜牧水产品)」

之中,收录了包括凝胶浸透色谱法(GPC)在内的样品精制法。

本文介绍使用对应本法的Prominence GPC提纯系统的样品精制例。有关GPC提纯法的原理,请参照应用新闻No. L291。

T. Yamaguchi, K. Yamada

### ■使用GPC提纯法的制备

在「使用GC/MS的农药等同时试验法(畜牧水产品)」之中,GPC制备的标志农药使用氟丙菊酯和三环唑。Fig. 1 表示氟丙菊酯和三环唑标准混合液(各5 mg/L)5 mL进样GPC提纯系统得到的结果,Table 1表示制备条件。样品的制备范围根据畜牧水产品的种类、部位,有以下差别。

•肌肉,脂肪,海鲜类,乳品以及蛋品(Fig.1 Casel) 从氟丙菊酯的保留时间到三环唑的洗脱结束时间之间进 行制备。

•肝脏以及肾脏 (Fig.1 Case2)

划分为2个区域:从氟丙菊酯的保留时间到氟丙菊酯的洗脱结束时间为划分范围 I,从氟丙菊酯的洗脱结束时间到三环唑的洗脱结束时间为划分范围 II。

将市售鰤鱼以丙酮/己烷提前后,向本系统进样5 mL的分析结果表示在Fig. 2。可知具有UV吸收(254 nm)的杂质成分比氟丙菊酯洗脱快。

Table 1 分析条件




Fig. 1 氟丙菊酯和三环唑的GPC色谱图




Fig. 2 市售鰤鱼的GPC色谱图

上段: 市售鰤鱼(样品空自),下段: 氟丙菊酯和三环唑

### ■N-甲基氨基甲酸酯类农药的分析

为了评价GPC提纯的效果,在市售鰤鱼中添加4种N-甲基氨基甲酸酯类农药(仲丁威,抗蚜威,甲硫威,禾草丹)至各浓度为 $50\,\mu\,g/kg$ (最终溶液中为 $100\,\mu\,g/L$ ),按Fig. 3所示步骤进行前处理后, 进行了GCMS分析。




Fig. 3 前处理步骤

Table 2表示GCMS的分析条件, Fig. 4表示各农药的 质色图。Table 3表示各农药的监测离子的质荷比, 市售 鰤鱼中农药添加回收实验的结果。

Table 2 分析条件

Instrument	: GCMS-OP2010
[GC]	
Column	: Rtx-5SiL MS(30 m × 0.25 mm I.D., df=0.25 um)
Column Temp	: 80 °C(1 min)-20 °C/min-180 °C-5 °C/min-300 °C (10 min)
Carrier Gas	: He, 45 cm / sec ; Constant Linear Velocity Mode
High Press. Inj	j.: 250 kPa (1 min)
Inj. Temp.	: 260 °C
Inj. Method	: Splitless(1 min)
Inj. Volume	: 2 µL
[MS]	
I.F. Temp.	: 280 °C
I.S. Temp.	: 230 °C
Ionization	: EI
Scan Range	: 45-500
Scan Interval	: 0.5 sec
SIM Interval	: 0.3 sec
-	

Table 3 各农药的添加回收率结果(50 μg/kg添加,n=3)

Pesticides	Selected Ion(m/z)	Recovery(%)
resticides		Mean ± SD
Fenobucarb	121	106.6 ± 8.2
Pirimicarb	166	99.0 ± 8.9
Methiocarb	168	117.5 ± 10.3
Thiobencarb	100	97.9 ± 9.9




Fig. 4 市售鰤鱼的SIM色谱图 (N-甲基氨基甲酸酯类农药添加)

上段:无GPC提纯(农药添加),中段:有GPC提纯(农药添加),下段:有GPC提纯(样品空白)