



Solutions for Science
since 1875

LCsolution

软件安装

岛津高效液相色谱仪




LCsolution 请按以下步骤安装:

LCsolution 安装光盘放入 PC 中，会自动运行出现以下画面






首次安装时先
安装 DAO



点击 [DAO Install]
出现以下画面





DAO 安装画面



(当出现 DAO 已使用不能安装的提示框时, 请在 Windows 的安全模式下安装)




















按[Finish]完成软件的安装，
电脑重新启动

电脑重新启动后,会自动弹出如下弹出窗,如果您使用的是 USB 看门狗,就按[Close],然后将 USB 看门狗插入 PC 的 USB 端口; 而对于使用软盘 Key 的用户,就应将钥匙软盘插入 PC 的软驱,按下[Install],直至 License 信息被转移至 PC






用鼠标左键双击桌面上的 LCsolution 图标,运行 LCsolution 程序




再点击一下此处



然后点击此处







分析仪器的售后技术服务管理体系
通过了 ISO9001:2000 标准认证

岛津国际贸易（上海）有限公司

用户服务热线电话：

800-810-0439

400-650-0439（手机用户）

北京分公司

北京市朝阳区朝外大街 16 号 中国人寿大厦 14F

邮政编码：100020

传 真：010-85252326

分析中心：010-85252415

维修电话：010-85252424

广州分公司

广州市流花路 109 号之 9 达宝广场 703-706 室

邮政编码：510010

传 真：020-87108698

分析中心：020-87108613, 87108699

维修电话：020-87108630, 87108631, 87108633

上海分公司

上海市淮海西路 570 号红坊E座

邮政编码：200052

传 真：021-22013600

分析中心：021-22013645

维修电话：021-22013601 22013608

沈阳分公司

沈阳市和平区南京北街161号嘉润·东方香榭里大厦C座14楼

邮政编码：110001

传 真：024-23836378

分析中心：024-232555775转8033

维修电话：024-23836735

成都办事处

成都市西御街 77 号国信大厦 6 层 F 座

邮政编码：610015

传 真：028-86198420

维修电话：028-86198422, 86198421

岛津公司中文网址

www.shimadzu.com.cn